



DSC ENDO-8

Güvenli, Sağlam Endoskop Saklama Kabini

Endoskop kabini fan ısıtıcısı ve UV lamba ile temizlenmiş endoskobu kurutmak ve sterilize etmek için tasarlanmıştır. Bu kabin yüksek fiyatlı endoskobu inceleme merkezinde ve endoskop inceleme odasında güvenli ve etkili şekilde tutmak ve kullanıcıya daha fazla kolaylık sağlamak için tasarlanmıştır




FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR ve SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DSC ENDO-8

Güvenli, Sağlam Endoskop Saklama Kabini

Özellikleri

- 8 Endoskop saklama kapasitesi
- UV-C Radyatör, hava sirkülasyonu ile kabin içi genel kurutma
- Kapı sensörü ile otomatik operasyon
- Sürgülü kapı
- Kilitlenebilir kabin
- SUS304 materyal
- Hava sirkülasyon fanı
- Boyutlar(GxDxY mm): 1200 x 450 x 2,100
- UV Lamba 20W(kullanım ömrü 5,000 saat)
- Güç: AC220V 50/60Hz
- Açma-kapama güç anahtarı, Zamanlayıcı (30dk.)
- Isıtıcı & fan (1kW/saat), Sayaç
- Hava sirkülasyon fanı, Ana şalter
- Saat ölçer (UV lambası çalışma süresi kontrolü)



Cevizli Mah. Hacılar Cad.
No:44/A Kartal / İstanbul



+90 216 597 0 567
+90 216 441 29 99



+90 216 397 15 15

www.famed.com.tr