



FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

HD-1315P Pro

*Yeni nesil hepsi bir arada
taşıyabilir ve çok fonksiyonlu
endoskop sistemi*



www.famed.com.tr




info@famed.com.tr

Full HD (1080P) görüntü işlemcisi yüksek kaliteli görüntü görselleştirmesi için




Eşsiz görüntü kalitesi ve optimize edilmiş bir görüş alanı sunan ünlü Full HD yüksek çözünürlüklü CMOS sensörün en son teknolojisini deneyimleyin. Bu ileri teknoloji ile veteriner hekimler artık endoskopik ameliyatlarda olağanüstü netlikte görebilir ve olağanüstü hassasiyetle teşhis koyabilirler.



Hem iç hem de dış mekan sahneleri için çıkarılabilir pillerle taşınabilir ve katlanabilir tasarım



Hepsi bir arada katlanabilir tasarım



İç pil 1,5 saat dayanır



Daha hafif ağırlık, taşınması kolay

Çoklu tarama uygulamaları



Hastanede kuruldu



Dış mekan kullanımı için uygundur




Ulaşımı kolay

Sert endoskoplarla uyumlu ve esnek

HD-1315P Pro, AB Serisi, GU Serisi ve RS Serilerinden ünlü endoskoplar için mükemmel bir arkadaştır. Bu son teknoloji cihaz, çok çeşitli veteriner cerrahi ve teşhis uygulamalarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve her prosedürde çok yönlülük ve hassasiyet sağlar



EU Serisi



- Bronkoskopi
- Vajinoskopi
- Sistoskopi
- Rinoskopi
- Otokopi
- Küçük hayvanlar için gastroskopi

Model	Çözünme	Tüp	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu	Aşağı/Yukarı	L / R Dönüşü
FMD-120	720*720	2.8mm	1.2mm	610mm	U210°/D130°	L120°/R120°
FMD-130	720*720	3.8mm	1.5mm	1000mm	U180°/D130°	L120°/R120°
FMD-140H	HD 720P	4.8mm	2.0mm	1000mm	U180°/D130°	L120°/R120°
FMD-250H	HD 720P	5.8mm	2.8mm	1500mm	U180°/D130°	L120°/R120°

GU Serisi



- Gastrointestinal endoskopi
- Özofagus endoskopisi
- Gastroskopi
- Duodenoskopi
- Kolonoskopi

Model	Dış Çap	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu	Aşağı Yukarı	L/R Dönme	Görüş Açısı	Fonksiyon Anahtarı	Su Jeti	Çözünürlük
FMD-160H	6.8mm	2.2mm	1500mm	U210°/D130° L100°/R100°		120°	1	/	HD
FMD-170Q	7.8mm	2.8mm	1500mm	U210°/D130° L100°/R100°		120°	3	/	HD
FMD-170FH	7.8mm	2.2mm	1500mm	U210°/D130° L100°/R100°		140°	3	/	FHD
FMD-190FQ	9.2mm	2.8mm	1500mm	U210°/D130° L100°/R100°		120°	1	/	FHD
FMD-190FHPL	9.2mm	2.8mm	3000mm	U180°/D130° L100°/R100°		140°	3	Evet	FHD
FMD-1B0FHPL	11.5mm	3.2mm	3500mm	U180°/D130° L100°/R100°		140°	3	Evet	FHD



- Laparoskopi
- Artroskopi
- Otoskopi ve Gergedan-laringoskopi
- Sistoskopi

Ürün	Model	Açıklama
Kamera Kafası	FMD-U12	Full HD 1080P


Daha iyi performans için Tıbbi Kayıt Yönetim Sistemine sahip 15,6 "Full HD monitör

- Yardımcı fonksiyonlar: Görüntüleri dondurarak kolayca fotoğraf çekin, video çekin ve önemli ayrıntıları görüntüleyin.
- Tıbbi rapor: Özelliklere, hasta bilgilerine, kullanıcı ayarlarına ve sistem yapılandırmasına kolayca erişin yönetim sistemi.
- Özelleştirilebilir düğmeler - Fotoğraf çekme, video çekme, beyaz gibi işlevler için endoskop düğmelerini özelleştirin parlaklığı dengeleyin, dondurun ve ayarlayın.





Çok seviyeli led ışık kaynağı ve 3 seviyeli hava / su pompası



Hava enflasyonu yapmak ve boşlukta uygun parlaklığı ayarlamak için farklı boyutlardaki hayvanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayın

Pompa Seviyesi 1



Pompa Seviyesi 2



Pompa Seviyesi 3





www.famed.com.tr



FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



Address:: Cevizli Mh. Hacılar Cd. No:44/A Kartal - İstanbul / TURKEY
Phone : +90 216 597 0 567 / +90 216 441 29 99 **Fax:** +90 216 397 15 15
W: www.famed.com.tr **E:** info@famed.com.tr