




Veteriner Tek Kullanımlık Biyopsi Forsepsi

Kalite ve Ergonominin Mükemmel Birleşimi

Özellikler

- Yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir.
- Basit ve hassas kullanım
- Teşhis amaçlı kullanılacak biyopsi için keskin bıçak ağzı
- Bıçak ağızlarında tam kapanma
- Geniş ürün çeşitliliği



EndoCept'in tek kullanımlık biyopsi penseleri, yüksek kalitesi ve ergonomik dizaynıyla öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle doku numunelerinin veya poliplerin alınmasını kolay ve güvenli kılar. Birinci sınıf imalat sayesinde biyopsi penseleri çalışma kanalına kolayca girebilir ve keskin açılı endoskoplarla bile hassas bir şekilde kontrol edilebilir. Ekstra keskin çeneler hassas bir şekilde kapatılıp minimum eforla temiz bir kesim sağlanır.

Geniş ürün çeşitliliği her bir uygulama için çivili veya çivisiz, düz veya tırtıklı çeneler, kaplamalı veya kaplamasız mükemmel çözümler sunar.

Model	O.D. (mm)	Uzunluk (cm)	Özellikler	Endoskopi Kanalı	Açıklamalar
FMD-FB-A-S-18-2300	1.8	160-230	Oval kaplı iğnesiz	2.0	Tek Kullanımlık Biyopsi Forseps
FMD-FB-C-S-18-2300	1.8	160-230	Timsah Dişli iğnesiz	2.0	Tek Kullanımlık Biyopsi Forseps
FMD-FB-A-N-10-1200	1.0	1200	Oval kaplı iğnesiz		Tek Kullanımlık Biyopsi Forseps
FMD-FB-C-N-10-1200	1.0	1200	Timsah Dişli iğnesiz		Tek Kullanımlık Biyopsi Forseps

