

PENGUİN



FAMED SAĞLIK TIBBİ
CİHAZLARI LTD ŞTİ.

Plus | VETERİNER VİDEO OTOSKOP (FULL HD)

MSI KBB Kapsamı

Veteriner klinikleri için profesyonel HD otoskop çözümü

- ✓ Olası kulak enfeksiyonlarının erken tespiti
- ✓ Kulak kiri birikiminin görüntülenmesi
- ✓ Yabancı cisimlerin tespiti
- ✓ Tele-tıp ve uzaktan danışmanlık desteği
- ✓ Eğitim ve hasta bilgilendirme amaçlı kullanım



Full HD 1000×1000
görüntü kalitesi



Yapay zeka destekli
gelecek entegrasyonu



3 farklı MSI
görüntüleme modu



Kablosuz görüntü
aktarımı



Veteriner kullanımı
için özel tasarım

MSI GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ



White

Standart muayene
görüntüsü



Vessel Mode

Damar yapılarını
daha belirgin gösterir



Water Mode

Sıvı ve nem kaynaklı
problemleri değerlendirmeye
yardımcı olur

Evcil hayvanlarda olası
kulak enfeksiyonlarını
tespit eder ve kulak kiri
birikimini belirler.

Yerçekimi Algılama Sistemi,
tele-tıp (uzaktan veteriner
muayenesi) hizmetlerini
destekler.



GENEL ÖZELLİKLERİ




- Olası kulak enfeksiyonlarını tespit eder.
- Kulak kiri birikimini belirler ve güvenli şekilde temizlenmesine yardımcı olur.
- Kulak içine kaçan yabancı cisimleri tespit eder ve müdahale edilmesini sağlar.
- Özellikle sorunlu kulak kanallarında (örneğin su kaçması, iltihaplanma ve deri altı damar yapıları) kulak sağlığının korunmasına yardımcı olur.
- Tele-tıp (uzaktan veteriner muayenesi) uygulamalarını destekler ve karar verme süreçlerine katkı sağlar.
- Kulak anatomisinin anlaşılması için eğitici bir araç olarak kullanılabilir.



Önemli Uyarı: Kulak hassas bir yapı olduğundan, otoskop dikkatli ve özenli bir şekilde kullanılmalıdır. Penguin'in ergonomik tasarımı, kulak bakımında profesyonel düzeyde hassasiyet ve güvenli kullanım sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER



Model Numarası	CP1313F6-V
Görüş Açısı (Field of View)	65°
Ayarlanabilir Aydınlatma	5 Kademeli ayarlanabilir LED
Odak Mesafesi (Focus Range)	9-25 mm
Görüntü Kalitesi	Canlı görüntü aktarımı: 1000 x 1000 piksel, 30 fps'ye kadar Kaydetme: Videolar için 2 MP, JPEG fotoğraflar için 5 MP
Bağlantı Özellikleri	Çift Wi-Fi ve UVC modu ile mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlarda (iOS, Android, Windows) gerçek zamanlı görüntüleme ve kayıt
Güç / Batarya	DC 5V, USB Type-C bağlantı ile lityum pil şarjı (3300 mAh) Batarya ömrü: Wi-Fi modunda 8 saate kadar kesintisiz kullanım
Boyutlar	Kulak Koruyucu Uçlar: Küçük: Ø4,2 mm (0,17"), Ø5,25 mm (0,21") Büyük: Ø6,0 mm (0,24"), Ø7,15 mm (0,28")

Cihaz: 32 x 81 x 170 mm (1,3" x 3,2" x 6,7")
Paket: 224 x 134 x 100 mm (8,8" x 3,2" x 3,9")



MSI Modes

White Mode
Vessel Mode
Water Mode

