



BIORAD®

THERMO CLEAN %50

Hemodiyaliz
Cihaz Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
5 litre PE bidon	4x5 L

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

%50 Sitrik Asit Monohidrat ve yardımcı maddeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

THERMO CLEAN %50 Hemodiyaliz işlemi sırasında hemodiyaliz cihazı jeneratörü ve devrelerinde oluşan organik ve inorganik atıkların temizliğini ve dekalsifikasyonunu ,dezenfeksiyonunu sağlar.Paslanmaz çelik, cam, plastik

KULLANIM ALANLARI:

Thermo Clean %50, paslanmaz çelik, cam, plastik malzeme ve seramik yüzeylerle uyumludur. Pleksiglas ve alüminyum gibi asitlerle etkileşebilecek hassas yüzeylerde kullanmayınız. kullanmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ:

Thermo Clean %50 hemodiyaliz cihazlarının dezenfeksiyon pipetinden otomatik olarak çekilerek kullanılır.Makine üreticisinin tavsiyelerine uyunuz. pH=1-3

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Virüs, Mikobakterisid,Tüberkülosid