



BIORAD®

RAYDOL MENDİL

Yer Yüzey Dezenfektanları



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
25 Adet	Koli

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Etil Alkol, Propan-2-ol, Didesil dimetil amonyum klorür ve yardımcı malzemeler.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Raydol Mendil kullanıma hazır içeriği alkol ve quaterner amonyum bileşiklerine dayanır. Aldehit, fenol ve klor içermez.

KULLANIM ALANLARI:

Sıvı temasının uygun olmadığı hassas tıbbi cihaz yüzeylerinin hızlı dezenfeksiyonunda kullanılır. Mendil formu olması nedeniyle kullanım kolaylığı sağlar. Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan klinikler, muayenehaneler, laboratuvarlar gibi tüm medikal alanlarda alkole dayanıklı tıbbi cihaz yüzeylerinin (hasta yatakları, muayene masaları, ameliyat masaları, sedyeler, ameliyat lamba sistemleri, uv lambalar, cerrahi önlük ve eldivenler vb.) dezenfeksiyonunda kullanılır. Aynı zamanda diş hekimliği ünitelerinde, göz doktoru muayenehanelerde ve optikçilerde kısa süreli ve etkili dezenfeksiyon için kullanılır. Silinecek ekipmanın büyüklüğüne göre yeteri kadar mendil alınır.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Virüs, Mikobakterisid, Tuberkülosid