



FAMED SAĞLIK TIBBİ
CİHAZLARI LTD ŞTİ.

PNÖMATİK ŞOK DALGASI VÜCUT BAKIM SİSTEMİ



Ağrı tedavisinde
etkili çözüm



Yumuşak doku
iyileşmesini hızlandırır



Kan dolaşımını ve
metabolizmayı iyileştirir



Selülit görünümünü azaltır,
cildi sıkılaştırır




Cerrahi olmayan,
güvenli ve konforlu kullanım

- ✓ Kas, fasya, tendon, eklem ve diğer yumuşak doku ağrılarında etkilidir.
- ✓ Yumuşak doku yapışıklıkları ve tendon kalsifikasyonlarında yüksek başarı sağlar.
- ✓ Hızlı ağrı giderir, hareket kabiliyetini geri kazandırır.
- ✓ İlaçsız, cerrahi olmayan tedavi seçeneği ile iyileşmeyi hızlandırır.

Ağrısız Bir Yaşam • Hızlı Sonuç • Etkili Bakım


ŞOK DALGA FİZYOTERAPİSİ



ÇALIŞMA PRENSİBİ

Şok dalga terapisi; ortopedi, fizyoterapi, spor hekimliği, üroloji ve veteriner hekimliğinde kullanılan çok yönlü bir tedavi cihazıdır. Başlıca avantajları hızlı ağrı giderimi ve hareket kabiliyetinin yeniden kazandırılmasıdır.


Ağrı kesici gerektirmeyen, cerrahi olmayan bir tedavi yöntemi olması sayesinde iyileşme sürecini hızlandırır ve akut ya da kronik ağrıya neden olan çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde etkili destek sağlar.






1. Dokunmatik Ekran
2. Shockwave Sapı

Frekans: 1 Hz – 21 Hz
Enerji: 0.5 Bar – 8 Bar
Atış Kapasitesi: 2 Million
TimesGüç: 200W
Gerilim: AC 110V / 220V
Ekran: 8 Inch Touch Screen



3. Shockwave Sap Yuvası
4. Güç Düğmesi
5. Güç Hattı Prizi
6. Atık Su Şişeleri



Shockwave Sap Başlıkları



- ✓ 7 adet değiştirilebilir şok dalgası başlığı, kolay montaj
- ✓ 8 inç yüksek çözünürlüklü LED dokunmatik ekran, ayarlanabilir frekans ve enerji sistemi
- ✓ Spor yaralanmaları iyileştirme, rehabilitasyon terapisi, fizyoterapi ağrı giderme, selülit azaltma ve ED tedavisi için uygundur
- ✓ Şok dalgalarının hedefe yönelik uygulanması sayesinde çevre dokular üzerindeki stres minimum seviyededir
- ✓ Cerrahi müdahale ihtiyacını ve buna bağlı riskleri azaltmaya yardımcı olur

8 inç dokunmatik ekran

Kullanım arayüzü basit ve anlaşılır, kavraması kolay ve ustalaşması kolaydır.



SWTNEO



TEDAVİ SÜRECİ

- Sistem 2500 döngü tamamlandığında otomatik duraklar.
- Tedavi seansları uygulama bölgesine göre değişiklik gösterir.
- İşlem sırasında uygulama başlığı hedef bölgeye yönlendirilir.
- İşlem sonrasında başlık ve cihaz temizlenmelidir.

KONTRAENDİKASYONLAR

- Kalp pili kullanan kişilerHamile kadınlar
- Kanama bozukluğu olan hastalar
- Tümör hastaları
- Akut enfeksiyon durumları
- Metal implant bulunan kişiler
- Cilt enfeksiyonu veya ödem olan bölgeler