

## Kullanım Amacı

Endoskop ile uyumlu olan bu araç, küçük arterlerdeki kanamanın mekanik basınç ile tedavi edilmesi ve nabız atışının kontrol edilmesi amacı ile sindirim kanalındaki klip yerleştirmesini göstermektedir.

## Özellikler

- Döndürülebilir klips tasarımı, doğru/hassas bir yerleştirme sağlama,
- Tekrar tekrar açılıp-kapanan klips
- Yenilikçi kilit tutamağı sistemi ve atravmatik uç tasarımı, klips salındıktan sonra ilgili alana zarar verilmesini önler



## Tanımlayıcı Özellikler



Model	O.D.(mm)	Çalışma Boyu (mm)	Klip açıklığı (mm)	Endoskopi Kanalı (mm)
FMD-CD11-25-160	2.5	1600	11	≥2.8
FMD-CD11-25-180	2.5	1800	11	≥2.8
FMD-CD11-25-230	2.5	2300	11	≥2.8
FMD-CD13-25-160	2.5	1600	13	≥2.8
FMD-CD13-25-180	2.5	1800	13	≥2.8
FMD-CD13-25-230	2.5	2300	13	≥2.8