

# Tek Kullanımlık Timsah Dişli Biyopsi Forsepsi

ENDOcept

## Kullanım Amacı

Sindirim ve solunum bölgelerinden doku örneklemede kullanılır

## Özellikler

- Daha büyük örnekleme kapasitesine sahip timsah dişli; örnekleme esnasında kayma olmaz
- Doku örneklemeyi kolaylaştırır ve yırtılmayı etkin olarak önler
- Düz çeneler; çalışılan kanal ile sürtünmeyi etkin olarak azaltır

## Tanımlayıcı Özellikler

Model	O.D. (mm)	Boy (mm)	Endoskopi Kanalı	Karakteristik özellikler
FMD-FB-18-105-O-O-A1	1.8	1050	≥2.0	İğnesiz kaplamasız, timsah dişli
FMD-FB-18-105-O-P-A1	1.8	1050	≥2.0	İğnesiz , kaplamalı, timsah dişli
FMD-FB-18-160-O-O-A1	1.8	1600	≥2.0	İğnesiz , kaplamasız, timsah dişli
FMD-FB-18-160-O-P-A1	1.8	1600	≥2.0	İğnesiz , kaplamalı, timsah dişli
FMD-FB-23-160-O-O-A1	2.3	1600	≥2.8	İğnesiz , kaplamasız, timsah dişli
FMD-FB-23-160-O-P-A1	2.3	1600	≥2.8	İğnesiz , kaplamalı, timsah dişli
FMD-FB-23-160-W-O-A1	2.3	1600	≥2.8	İğneli, kaplamalı, timsah dişli
FMD-FB-23-180-O-O-A1	2.3	1800	≥2.8	İğnesiz , kaplamasız, timsah dişli
FMD-FB-23-180-O-P-A1	2.3	1800	≥2.8	İğnesiz kaplamalı, timsah dişli
FMD-FB-23-180-W-P-A1	2.3	1800	≥2.8	İğneli, kaplamalı, timsah dişli
FMD-FB-23-200-O-O-A1	2.3	2000	≥2.8	İğnesiz kaplamasız, timsah dişli
FMD-FB-23-200-O-P-A1	2.3	2000	≥2.8	İğnesiz kaplamalı, timsah dişli
FMD-FB-23-200-W-P-A1	2.3	2000	≥2.8	İğneli, kaplamalı, timsah dişli
FMD-FB-23-230-O-O-A1	2.3	2300	≥2.8	İğnesiz kaplamasız, timsah dişli
FMD-FB-23-230-O-P-A1	2.3	2300	≥2.8	İğnesiz kaplamalı, timsah dişli
FMD-FB-23-230-W-P-A1	2.3	2300	≥2.8	İğneli, kaplamalı, timsah dişli
FMD-FB-C-2T 18120C	1.8	1200	≥2.0	İğnesiz kaplamalı / timsah dişli
FMD-FB-C-1ST 23180C	2.3	1800	≥2.8	İğnesiz kaplamalı / timsah dişli
FMD-FB-A-2T 18160	1.8	1600	≥2.0	İğnesiz kaplamasız / timsah dişli
FMD-FB-D-1ST 23180SC	2.3	1800	≥2.8	İğneli kaplamalı / timsah dişli
FMD-FB-B-1ST 23180S	2.3	1800	≥2.8	İğneli kaplamasız / timsah dişli
FMD-FB-B-1ST 23230S	2.3	2300	≥2.8	İğneli kaplamasız / timsah dişli
FMD-FB-D-1ST 23230SC	2.3	2300	≥2.8	İğneli kaplamalı / timsah dişli
FMD-FB-C-1ST 23230C	2.3	2300	≥2.8	İğnesiz kaplamalı / timsah dişli
FMD-FB-A-2T 18120	1.8	1200	≥2.0	İğnesiz kaplamasız / timsah dişli
FMD-FB-C-2T 18180C	1.8	1800	≥2.0	İğnesiz kaplamalı / timsah dişli
FMD-FB-A-1ST 23180	2.3	2300	≥2.8	İğnesiz kaplamasız / timsah dişli
FMD-FB-A-1ST 23230	2.3	2300	≥2.8	İğnesiz kaplamasız / timsah dişli