

Tek Kullanımlık Biyopsi Forsepsi

ENDOcept

Kullanım Amacı

Sindirim ve solunum bölgelerinden doku örneklemede kullanılır

Özellikler

- Oval kesim ile özellikle titiz tedavi sağlar ve örneklemeyi kolaylaştırır.
- Yenilikçi dört-çubuklu bağlantı tasarımı; mükemmel bir sertlik sağlar
- Çeneler arası ufak aralıklı, büyük ısırma gücü ve üstün uyumluluk
- Düz çeneler; çalışılan kanal ile sürtünmeyi etkin olarak azaltır
- Doğru örnekleme kapasitesine sahip standart oval tasarımı; dokuya minimum zarar verir

Tanımlayıcı Özellikler

Tek kullanımlık biyopsi forsepsleri (kaplamasız)

| Model | O.D. (mm) | Boy (mm) | Endoskopi Kanalı | Karakteristik özellikler |
|--------------------|-----------|----------|------------------|--------------------------|
| FMD-FB-18-105-O-O | 1.8 | 1050 | φ2.0 | İğnesiz, kaplamasız |
| FMD-FB-18-105-W-O | 1.8 | 1050 | φ2.0 | İğneli kaplamasız |
| FMD-FB-18-160-O-O | 1.8 | 1600 | φ2.0 | İğneli, kaplamasız |
| FMD-FB-18-160-W-O | 1.8 | 1600 | φ2.0 | İğneli kaplamasız |
| FMD-FB-23-160-O-O | 2.3 | 1600 | φ2.8 | İğnesiz, kaplamasız |
| FMD-FB-23-160-W-O | 2.3 | 1600 | φ2.8 | İğneli kaplamasız |
| FMD-FB-23-180-O-O | 2.3 | 1800 | φ2.8 | İğnesiz, kaplamasız |
| FMD-FB-23-180-W-O | 2.3 | 1800 | φ2.8 | İğneli kaplamasız |
| FMD-FB-23-200-O-O | 2.3 | 2000 | φ2.8 | İğnesiz, kaplamasız |
| FMD-FB-23-200-W-O | 2.3 | 2000 | φ2.8 | İğneli kaplamasız |
| FMD-FB-23-230-O-O | 2.3 | 2300 | φ2.8 | İğnesiz, kaplamasız |
| FMD-FB-23-230-W-O | 2.3 | 2300 | φ2.8 | İğneli kaplamasız |
| FMD-FB-A-2 180160 | 1.8 | 1600 | 2.0 | İğnesiz, kaplamasız |
| FMD-FB-A-1S 23230 | 2.3 | 2300 | 2.8 | İğnesiz, kaplamasız |
| FMD-FB-B-1S 23230S | 2.3 | 2300 | 2.8 | İğneli kaplamasız |
| FMD-FB-A-1S 23180 | 2.3 | 1800 | 2.8 | İğnesiz, kaplamasız |
| FMD-FB-B-1S 23180S | 2.3 | 1800 | 2.0 | İğneli kaplamasız |
| FMD-FB-A-2 180120 | 1.8 | 1200 | 2.0 | İğnesiz, kaplamasız |

Tanımlayıcı Özellikler

Tek kullanımlık biyopsi forsepsleri (kaplamalı)

| Model | O.D. (mm) | Boy (mm) | Endoskopi Kanalı | Karakteristik özellikler |
|---------------------|-----------|----------|------------------|--------------------------|
| FMD-FB-18-105-O-P | 1.8 | 1050 | φ2.0 | İğnesiz, kaplamalı |
| FMD-FB-18-105-W-P | 1.8 | 1050 | φ2.0 | İğneli, kaplamalı |
| FMD-FB-18-160-O-P | 1.8 | 1600 | φ2.0 | İğneli, kaplamalı |
| FMD-FB-18-160-W-P | 1.8 | 1600 | φ2.0 | İğneli, kaplamalı |
| FMD-FB-23-160-O-P | 2.3 | 1600 | φ2.8 | İğnesiz, kaplamalı |
| FMD-FB-23-160-W-P | 2.3 | 1600 | φ2.8 | İğneli, kaplamalı |
| FMD-FB-23-180-O-P | 2.3 | 1800 | φ2.8 | İğnesiz kaplamalı |
| FMD-FB-23-180-W-P | 2.3 | 1800 | φ2.8 | İğneli, kaplamalı |
| FMD-FB-23-200-O-P | 2.3 | 2000 | φ2.8 | İğnesiz kaplamalı |
| FMD-FB-23-200-W-P | 2.3 | 2000 | φ2.8 | İğneli, kaplamalı |
| FMD-FB-23-230-O-P | 2.3 | 2300 | φ2.8 | İğnesiz kaplamalı |
| FMD-FB-23-230-W-P | 2.3 | 2300 | φ2.8 | İğneli, kaplamalı |
| FMD-FB-D-1S 23180SC | 2.3 | 1800 | 2.8 | İğneli, kaplamalı |
| FMD-FB-C-1S 23230C | 2.3 | 2300 | 2.8 | İğnesiz kaplamalı |
| FMD-FB-C-2 18120C | 1.8 | 1200 | 2.0 | İğnesiz kaplamalı |
| FMD-FB-C-1S 23180C | 2.3 | 1800 | 2.8 | İğnesiz kaplamalı |
| FMD-FB-C-2 18160C | 1.8 | 1600 | 2.0 | İğnesiz kaplamalı |
| FMD-FB-D-1S 23230SC | 2.3 | 2300 | 2.8 | İğneli, kaplamalı |

Tanımlayıcı Özellikler

Tek kullanımlık JUMBO biyopsi forsepsleri (İğneli - İğnesiz kaplamalı ve Kaplamasız)

| Model | O.D. (mm) | Boy (mm) | Endoskopi Kanalı | Karakteristik özellikler |
|-------------------|-----------|----------|------------------|--------------------------|
| FMD-FB-A-3 30180 | 3.0 | 1800 | 3.0 | İğnesiz, kaplamasız |
| FMD-FB-A-3 30230 | 3.0 | 2300 | 3.0 | İğnesiz, kaplamasız |
| FMD-FB-C-3 30180C | 3.0 | 1800 | 3.0 | İğnesiz, kaplamalı |
| FMD-FB-C-3 30230C | 3.0 | 2300 | 3.0 | İğnesiz, kaplamalı |