

Endoskopi Ağızlığı

ENDOcept



Isırma Bloğu



Biyopsi valfi

Endoskopi Ağızlığı Özellikleri

- Ayarlı lastik band sayesinde endoskopların ısırılma riskini azaltır.
- Silikon ağız koruması sayesinde hastayı rahatsız etmez.
- Fujinon-olympus-pentax endoskoplar ile uyumludur.
- Dişleri ve ağızı tahriş etmez.
- Lateks içermez.
- Etilen oksit ile steril edilmiştir.
- Raf Ömrü 5 sene

Kalite

- ISO 13485:2012 kalite yönetim standardı koşullarında üretilmiştir.
- CE sertifikasına sahiptir.

Model	Karakteristik özellikler
FMD100908	Tek kullanımlık, askılı, dil aparatlı yetişkinler için
FMD-BT-02	tek kullanımlık, askısız yetişkinler için
FMD-BT-01	tek kullanımlık, askılı yetişkinler için