

# Tek Kullanımlık Yabancı Cisim Forceps

ENDOcept

## Tanımlayıcı Özellikler




Model	O.D. (mm)	Boy (mm)	Endoskopi Kanalı (mm)	Karakteristik Özellikler
FMD-FG-23-160-A1	2.3	1600	2.8	A1: Timsah Dişli Pensler
FMD-FG-23-180-A1	2.3	1800	2.8	
FMD-FG-23-230-A1	2.3	2300	2.8	
FMD-FG-A-23 08180	2.3	1800	2.8	
FMD-FG-A-23 08230	2.3	2300	2.8	



Model	O.D. (mm)	Boy (mm)	Endoskopi Kanalı (mm)	Karakteristik Özellikler
FMD-FG-23-160-A2	2.3	1600	2.8	A2: Fare Dişli Pensler
FMD-FG-23-180-A2	2.3	1800	2.8	
FMD-FG-23-230-A2	2.3	2300	2.8	
FMD-FG-AR-23 09230	2.3	2300	2.8	
FMD-FG-AR-23 09180	2.3	1800	2.8	



Model	O.D. (mm)	Boy (mm)	Endoskopi Kanalı (mm)	Karakteristik Özellikler
FMD-FG-23-160-A3	2.3	1600	2.8	A3: Timsah dişli çeneler ile birlikte sıçan dişli
FMD-FG-23-180-A3	2.3	1800	2.8	
FMD-FG-23-230-A3	2.3	2300	2.8	



Model	O.D. (mm)	Boy (mm)	Endoskopi Kanalı (mm)	Karakteristik Özellikler
FMD-FG-23-160-A4	2.3	1600	2.8	A2: Pelikan Dişli Pensler
FMD-FG-23-180-A4	2.3	1800	2.8	
FMD-FG-23-230-A4	2.3	2300	2.8	
FMD-FG-AR-23 10180	2.3	2300	2.8	
FMD-FG-AR-23 10230	2.3	2300	2.8	