

İki uçlu temizleme fırçası



ENDOcept

Tek Kullanımlık Temizleme Fırçası

Kanal temizleme fırçası,

- Biyopsi Forseps kanal temizliği için kullanılır.

Temizleme Fırçası



Model	Fırça Çapı (mm)	Boy (mm)	Endoskopi kanal (mm)	Karakteristik özellikleri
FMD-CB-02-120-C	2	1200	2.0	Tek kullanımlık, iki uçlu, plastik şaft
FMD-CB-02-230-C	2	2300	2.0	
FMD-CB-03-120-C	3	1200	2.0	
FMD-CB-03-160-C	3	1600	2.0	
FMD-CB-03-230-C	3	2300	2.0	
FMD-CB-06-180-C	6	1800	2.8/3.2	Tek kullanımlık, tek uçlu, plastik şaft
FMD-CB-06-230-C	6	2300	2.8/3.2	
FMD-CB-02-120-C1	2	1200	2.0	
FMD-CB-06-230-C1	6	2300	2.8/3.2	Yeniden kullanılabilir, Naylon fırça, plastik tutacak
FMD-CB-E	11/05	160	Forseps kanalı	