

Çok Kullanımlık Temizleme Fırçası

ENDOcept

Kullanım Amacı

"Düşme riski olmadan yenilikçi uçlu fırçalar ile daha iyi temizleme.
Naylon fırça, paslanmaz çelik mil, plastik handle, tek uçlu veya çift uçlu özellikleri ile çok kullanımlık temizleme fırçası."

Tanımlayıcı Özellikler

Model	Fırça çapı (mm)	Boy (mm)	Endoskopi Kanalı (mm)	Karakteristik özellikler
FMD-CB-06-230-B	6	2300	2.8/3.2	Çok kullanımlık, iki uçlu, paslanmaz metal şaft
FMD-CB-06-230-A	6	2300	2.8/3.2	Çok kullanımlık, tek uçlu, paslanmaz metal şaft

