



FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

INFÜZYON SETLERİ SERİSİ



➤ Lateks Konnektörlü Tek Kullanımlık İnfüzyon Seti

Ürün Kodu CMIF-1

Tip : Luer slip or Luer lock

Malzeme : Medical grade PVC

- Ürün detayları:**
1. Hava menfezli damlama odası
 2. Tıbbi sınıf PVC boru, 120~180mm
 3. Kauçuk ilaç ekleme portu
 4. Poşet veya blister ambalaj
 5. Hipodermik iğne veya kafa derisi damar seti ile
 6. Damlama haznesi: 48 mm veya 54 mm, 20 damla / 1 ml yetişkinler için; 60 damla / 1 ml çocuklar için
 7. Sadece yerçekimiyle kullanım

INFUSION SET SERIES



> Y-konnektörlü Tek Kullanımlık İnfüzyon Seti

Ürün Kodu CMIF-2

Tip: Luer slip veya luer kilidi

Malzeme: Tıbbi sınıf PVC


Ürün detayları: 1. Hava menfezli damlama odası
2. Tıbbi sınıf PVC boru, 120~180mm
3. Y ilaç ekleme portu
4. Poşet veya blister ambalaj
5. Hipodermik iğne veya kafa derisi damar seti ile
6. Damlama haznesi: Yetişkinler için 48 mm veya 54 mm, 20 damla / 1 ml; çocuklar için 60 damla / 1 ml
7. Sadece yerçekimi kullanımı





FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

BÜRET İNFÜZYON SETİ



➤ Büret İnfüzyon Seti

Ürün Kodu : CMIFB

Boyut: 100ml, 150ml

60 damla = 1 ± 0.1 ml

Malzeme: Tıbbi sınıf PVC veya PETG

BÜRET İNFÜZYON SETİ



> Kan Transfüzyon Seti

Ürün Kodu CMBT

Ürün detayları: 1. Hava menfezli veya hava menfezsiz sivri uç
2. ABS veya PP rulo kelepçe
3. Lateks ampul veya Y konnektör
4. Luer slip veya luer lock konnektör
5. Yaklaşık 20 damla/ml.

200 mikron filtre ve 18G hipodermik iğne ile



> Pompa için İnfüzyon Seti

Ürün Kodu CMIP

Malzeme: medical grade PVC

Ürün Detayları: 1. Hava menfezli küçük/büyük oda
2. Tıbbi sınıf PVC boru, 120~180mm
3. Poşet veya blister ambalaj
4. Damlama haznesi: 48mm veya 54mm, 20 damla / 1ml
5. Pompa ile kullanılabilir.