



BIORAD®

READY HP SPRAY

Yer Yüzey Dezenfektanları



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20x1 L
5 litre PE bidon	4x5 L

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Hidrojen peroksit , deiyonize su

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Medikal ve tıbbi cihaz yüzeylerinde hızlı dezenfeksiyon için kullanılan hidrojen peroksit bazlı antikorozif , hoş kokulu bir üründür. Ready Hp Spray kullanıma hazır, yüksek etkili tıbbi cihaz dezenfektanıdır. Formülasyonu hidrojen peroksit dayalıdır. Aldehit, alkol, fosfat içermeyen, anti korozif ve malzemelere dayanıklılık özelliğine sahip dezenfektandır.

KULLANIM ALANLARI:

Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan hastanelerdeki tüm yatay ve dikey yüzeylerin özellikle PVC/epoksi alanların, yerlerin,duvarların, ultrason proplar, küvözler, dental alanda kullanılan aeratörler ve mikromotor başlıkları, KBB ünitelerinde dezenfeksiyon zorunlu tıbbi cihaz ve makinelerin temizliğini aynı zamanda dezenfeksiyonunu, ameliyathanelerin, yoğun bakım odaları,hasta yatağı kenarları, serum askısı, mikroskopların el ve cilt teması olduğu alanlarda, hasta cildi ile temas eden aletlerin temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Ready Hp Spray, tüm yatay ve dikey yüzeylerde kullanıma uygun, hazır püskürtme dezenfektanıdır.30cm- 40cm mesafeden püskürtülür. Etki göstermesi için 30sn beklenir.Temiz bir bezle silinir ve kurumaya bırakılır.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid , Fungusid, Virüsüd, Mikobakterisid, Tuberkülosid

www.famed.com.tr