



DSC ENDO-10

Güvenli, Sağlam Endoskop Saklama Kabini

Endoskop kabini fan ısıtıcısı ve UV lamba ile temizlenmiş endoskobu kurutmak ve sterilize etmek için tasarlanmıştır. Bu kabin yüksek fiyatlı endoskobu inceleme merkezinde ve endoskop inceleme odasında güvenli ve etkili şekilde tutmak ve kullanıcıya daha fazla kolaylık sağlamak için tasarlanmıştır. Isıtıcı endoskobu temizledikten sonra nemi kurutmak için iç kısma yerleştirilmiştir. UV lamba sterilize etmek için üst tarafa ve zamanlayıcı sıcaklığı sabit tutmak için kapalı kısma yerleştirilmiştir. Tüm fonksiyonlar kapı tarafına yerleştirilen sensörler sayesinde kapı açılıp kapandığında otomatik olarak çalışır.



FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR ve SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DSC ENDO-10

Güvenli, Sağlam Endoskop Saklama Kabini

Özellikleri

- 10 Endoskop saklama kapasitesi
- Döner Raf
- Uv-c Radyatör, hava sirkülasyonu ile kabin içi genel kurutma
- Zamanlayıcı Kontrolör
- Endoskopi sıvı akış kabı
- Boyutlar (GxDxY, mm): 655 x 655 x 2,225
- UV lamba 20W (kullanım ömrü 5,000 saat)
- AC220V 50/60Hz Güç
- Açma-kapama güç anahtarı, Zamanlayıcı (30dk.)
- Isıtıcı & Fan (1kW/saat), Sayaç
- Hava sirkülasyon fanı, Kapı sensörü
- Saat ölçer (UV lambası çalışma süresi kontrolü)



Cevizli Mah. Hacılar Cad.
No:44/A Kartal / İstanbul



+90 216 597 0 567
+90 216 441 29 99



+90 216 397 15 15

www.famed.com.tr