



BIORAD®

THERMO CLEAN %21

Hemodiyaliz
Cihaz Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
5 litre PE bidon 4×5	4×5 L

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Sitrik Asit Monohidrat, Malik Asit, Laktik Asit ve yardımcı maddeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

THERMO CLEAN %21 Hemodiyaliz işlemi sırasında hemodiyaliz cihazı jeneratörü ve devrelerinde oluşan organik ve inorganik atıkların temizliğini ve dekalsifikasyonunu ,dezenfeksiyonunu sağlar. Paslanmaz çelik, cam, plastik malzeme ve seramik yüzeylerle uyumludur. Pleksiglas ve alüminyum yüzeylere temas ettirilmemelidir.

KULLANIM ALANLARI:

Thermo Clean %21, paslanmaz çelik, cam, plastik malzeme ve seramik yüzeylerle uyumludur. Pleksiglas ve alüminyum gibi asitlerle etkileşebilecek hassas yüzeylerde kullanmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ:

Thermo Clean %21 hemodiyaliz cihazlarının dezenfeksiyon pipetinden otomatik olarak çekilerek kullanılır. 1/20 oranında kullanılması önerilir. pH=1-3

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Virüs, Mikobakterisid, Tüberkülosid