



BIORAD®

THERMO CLEAN PLUS

Hemodiyaliz
Cihaz Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
5 litre PE bidon	4x5 L



KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Asetik Asit <%12 , perasetik asit <%20 , hidrojen peroksit < %20 ve yardımcı maddeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

THERMO CLEAN Plus Hemodiyaliz işlemi sırasında hemodiyaliz cihazı jeneratörü ve devrelerinde oluşan organik ve inorganik atıkların temizliğini ve dekalsifikasyonunu ,dezenfeksiyonunu sağlar.Paslanmaz çelik, cam, plastik malzeme ve seramik yüzeylerle uyumludur.Pleksiglas ve alüminyum yüzeylere temas ettirilmemelidir.

KULLANIM ALANLARI:

Thermo Clean Plus, paslanmaz çelik, cam, plastik malzeme ve seramik yüzeylerle uyumludur. Pleksiglas ve alüminyum gibi asitlerle etkileşebilecek hassas yüzeylerde kullanmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ:

Thermo Clean Plus hemodiyaliz cihazlarının dezenfeksiyon pipetinden otomatik olarak çekilerek kullanılır.Makine üreticisinin tavsiyelerine uyunuz. pH=1-3

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Virüs, Mikobakterisid,Tüberkülosid