



BIORAD®

STRONG A

Yıkama
Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
5 litre PE bidon	4x5 L

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Fosforik asit, Benzalkonyumklorür, Antikorozyf maddeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Tüm yıkayıcı dezenfektörler için sıvı, organik asit içeren nötralizasyon solüsyonudur. Ana yıkama işleminden arta kalan alkali artıklarının nötralizasyonu ve yıkama makinelerinde oluşabilecek muhtemel kireç tortularının ortadan kaldırılmasında etkili bir üründür. pH=1-3.

KULLANIM ALANLARI:

Strong A yıkama makinelerinin termal ve kemotermal prosesinde alkali temizlik sonrası nötralizasyon işleminde kullanılır. Organik asit içerir. Hastaneler ve tıbbi kurumlardaki cerrahi aletlerin, bükülemez endoskopların, MIC cihazlarının, anestezi aletlerinin alkali temizlenmesinden sonra, geriye kalan alkali artıklarının nötralizasyonu (40-60°C) ve kireç kalıntılarının uzaklaştırılması için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

BIORAD STRONG A tüm yıkayıcı ve dezenfektörlerde kullanıma uygundur. Tavsiye edilen kullanım konsantrasyonu kirlilik oranı ve su kalitesine bağlı olarak %0,1-0,3'tür. Dozajlama bilgisi için makine üreticisinin tavsiyelerine uyunuz